


PENİS POMPASI KULLANIM KLAVUZU

BAŞLARKEN: Kutu içerisinde çıkan silindir ve pompa aksamını ılık su ile yıkayıp kurulayınız. Çıkan başlığı silindirin uç kısmına takınız. Bir çay kaşığı miktarda kayganlaştırıcıyı giriş kısmına sürerek penisi içeri itiniz.



İLK 15 GÜN KULLANIM: Penis'te doku hasarı meydana gelmemesi için ilk 15 gün şu şekilde kullanınız. Penis silindirin içerisindeyken vakumlama yapmaya başlayın. Canınızın acıdığı noktada basınç bırakma piminden içerisindeki havayı boşaltın. Bu şekilde pompala – havayı bırak şeklinde günlük 7-8 dakika uygulayın.



15 – 30 GÜN ARASI KULLANIM: 15. Günün sonunda vakumlama yaparken canımız acıduğunda içerisindeki havayı hemen boşaltmıyoruz. Penis 5-6 saniye vakumlu şekilde silindirin içerisinde bekletiyoruz. Sonra havayı bırakıyoruz. Pompala – vakumlu şekilde 5 – 6 saniye beklet – havayı boşalt – Tekrar vakumla döngüsünü 7 – 8 dakika'dan 15 dakikaya çıkarıyoruz.



30 – 180 GÜN ARASI KULLANIM: Penis egzersiz temposuna alıştığı için süreyi günlük 20 dakikaya çıkarıyoruz. Penisin vakumlu halde silindir içerisinde kalma süresinde 10 – 15 saniyeye çıkarıyoruz. Bu şekilde 6 ayı tamamlıyoruz.

UYARILAR ve ÖNLEMLER:

1- En sık yapılan kullanım hatası penisi uzun süre vakumlu halde silindir içerisinde tutmaktır. Bu tür bir kullanım geçici şişme ve morarmalara neden olabilir. Böyle sorunlar yaşamamak için ürünü yukarıdaki adımları takip edip kullanınız. Aşırı hassas ve duyarlı bünyelerde günlük kullanımda şişme ve morarma sorunu bu adımları takip edilmesine rağmen yaşanıyor ise 2 günde 1 kez kullanımda uygundur.

2- Pompa kullanımından maximum fayda elde etmek için günde 5 – 10 dakika kegel egzersizleri yapmanızı tavsiye ederiz.